


Nové multikanálové pipety
pro 384 jamkové destičky



384 snadněji

Ulehčete si manuální pipetování 384 jamkových destiček.

Díky novým 16 a 24 kanálovým pipetám Eppendorf Research® plus a Eppendorf Xplorer® plus a k nim příslušných špiček epT.I.P.S.® 384/ep Dualfilter T.I.P.S.® 384, bude Vaše pipetování snadnější, bezpečnější a méně namáhavé.

- > Méně chyb a méně únavné než nepohodlná práce s pipetami s nastavitelnou roztečí
- > Vhodná pro manuální přípravu či validaci automatických pipetovacích procesů a také jako záložní varianta pro případ výpadku pipetovacího automatu



Informace pro objednání

Objednáací číslo	Název	Popis	Ceníková cena v Kč (bez DPH)
Eppendorf Research® plus (G), manuální pipety			
312500079	Eppendorf Research® plus, 16-kanálový, 1 – 20 µl	variabilní, včetně epT.I.P.S.® Box, perleťové bílá	21 400,00
312500095	Eppendorf Research® plus, 16-kanálový, 5 – 100 µl	variabilní, včetně epT.I.P.S.® Box, světle žlutá	21 400,00
312500087	Eppendorf Research® plus, 24-kanálový, 1 – 20 µl	variabilní, včetně epT.I.P.S.® Box, perleťové bílá	22 700,00
312500109	Eppendorf Research® plus, 24-kanálový, 5 – 100 µl	variabilní, včetně epT.I.P.S.® Box, světle žlutá	22 700,00
Eppendorf Xplorer® plus, elektronické pipety			
4861000778	Eppendorf Xplorer® plus, 16-kanálový, 1 – 20 µl	variabilní, perleťové bílá	34 200,00
4861000792	Eppendorf Xplorer® plus, 16-kanálový, 5 – 100 µl	variabilní, světle žlutá	34 200,00
4861000779	Eppendorf Xplorer® plus, 24-kanálový, 1 – 20 µl	variabilní, perleťové bílá	37 800,00
4861000793	Eppendorf Xplorer® plus, 24-kanálový, 5 – 100 µl	variabilní, světle žlutá	37 800,00
Špičky k 16ti a 24-kanálovým pipetám (G)			
0,1 – 20 µl, délka 42 mm, "perleťové bílá"		bezbarvé špičky	
0030076028	epT.I.P.S.® 384 Set, Eppendorf Quality™, 0,1 – 20 µl	1 920 špiček (1 box + 5 platíček × 384 špiček)	6 200,00
0030076044	epT.I.P.S.® 384 Reloads, Eppendorf Quality™, 0,1 – 20 µl	3 840 špiček (10 platíček × 384 špiček)	11 000,00
0030076001	epT.I.P.S.® 384 Reloads, PCR clean, 0,1 – 20 µl	3 840 špiček (10 platíček × 384 špiček)	12 200,00
0030078403	ep Dualfilter T.I.P.S.® 384, PCR clean & sterile, 0,1 – 20 µl	3 840 špiček (10 stojánků × 384 špiček)	18 600,00
0,5 – 100 µl, délka 53 mm, "světle žlutá"		bezbarvé špičky	
0030076036	epT.I.P.S.® 384 Set, Eppendorf Quality™, 0,5 – 100 µl	1 920 špiček (1 box + 5 platíček × 384 špiček)	6 200,00
0030076052	epT.I.P.S.® 384 Reloads, Eppendorf Quality™, 0,5 – 100 µl	3 840 špiček (10 platíček × 384 špiček)	11 000,00
0030076010	epT.I.P.S.® 384 Reloads, PCR clean, 0,5 – 100 µl	3 840 špiček (10 platíček × 384 špiček)	12 200,00
0030078411	ep Dualfilter T.I.P.S.® 384, PCR clean & sterile, 0,5 – 100 µl	3 840 špiček (10 stojánků × 384 špiček)	18 600,00

IVD produkty

Eppendorf Research® plus (IVD), manuální pipety			
3122000078	Eppendorf Research® plus (IVD), 16-kanálový, 1 – 20 µl	variabilní, včetně epT.I.P.S.® Box, perleťové bílá	22 400,00
3122000094	Eppendorf Research® plus (IVD), 16-kanálový, 5 – 100 µl	variabilní, včetně epT.I.P.S.® Box, světle žlutá	22 400,00
3122000086	Eppendorf Research® plus (IVD), 24-kanálový, 1 – 20 µl	variabilní, včetně epT.I.P.S.® Box, perleťové bílá	23 800,00
3122000108	Eppendorf Research® plus (IVD), 24-kanálový, 5 – 100 µl	variabilní, včetně epT.I.P.S.® Box, světle žlutá	23 800,00
Špičky IVD k 16ti a 24-kanálovým pipetám			
0,1 – 20 µl, délka 42 mm, "perleťové bílá"			
0030076087	epT.I.P.S.® 384 Box (IVD), Eppendorf Quality™, 0,1 – 20 µl	1 920 špiček (1 box × 384 špiček)	1 600,00
0030076060	epT.I.P.S.® 384 Reloads (IVD), PCR clean, 0,1 – 20 µl	3 840 špiček (10 platíček × 384 špiček)	12 400,00
0,5 – 100 µl, délka 53 mm, "světle žlutá"			
0030076095	epT.I.P.S.® 384 Box (IVD), Eppendorf Quality™, 0,5 – 100 µl	1 920 špiček (1 box × 384 špiček)	1 600,00
0030076079	epT.I.P.S.® 384 Reloads (IVD), PCR clean, 0,5 – 100 µl	3 840 špiček (10 platíček × 384 špiček)	12 400,00

Výše DPH je 21 %. Uvedené ceny jsou v Kč, bez DPH a platí do 31. 12. 2019.

Zastoupení v České republice: www.eppendorf.cz

Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. · Voděradská 2552/16 · 251 01 Říčany u Prahy

E-mail: eppendorf@eppendorf.cz · Tel.: +420 323 605 454