

Vážení zákazníci,

rádi bychom oznámili, že jsme zařadili do prodeje sortiment produktů pro elektrochemii švýcarského výrobce HAMILTON Bunaduz.

Z jejich portfolia prezentujeme:

pH pufrů DuraCal™

- Kompletní řada certifikovaných pH pufrů v rozsahu od pH 1,09 do 12,00 ve speciálním designu lahve s kalibrační komorou snižující riziko kontaminace zbylého pufru a použití ekonomického množství pufru ke kalibraci elektrody
- Výrobce garantovaná stabilita 5 let (2 roky pro pH 11,00 a 12,00)



Katalog. č.	Produkt	Prodejní cena bez DPH
HML-238217	Pufr DuraCal pH 4,01 Hamilton, bal. 500 ml	499,60 Kč
HML-238218	Pufr DuraCal pH 7,00 Hamilton, bal. 500 ml	499,60 Kč
HML-238223	Pufr DuraCal pH 10,01 Hamilton, bal. 500 ml	499,60 Kč
HML-238924	Pufr DuraCal sada pH 4,01/7,00/10,01 Hamilton, bal. 3x500 ml	1 323,00 Kč

Vodivostní standardy

- Kompletní řada certifikovaných vodivostních standardů v rozsahu od 1,3 do 12880 $\mu\text{S/cm}$ v objemech 300 a 500 ml
- Výrobce garantovaná stabilita 3 roky (1 rok pro vodivost 1,3 $\mu\text{S/cm}$)



Katalog. č.	Produkt	Prodejní cena bez DPH
HML-238926	Standard vodivostní 5 $\mu\text{S/cm}$ HAMILTON, bal. 300 ml	2 508,00 Kč
HML-238928	Standard vodivostní 1413 $\mu\text{S/cm}$ HAMILTON, bal. 300 ml	1 510,00 Kč
HML-238934	Standard vodivostní 100 $\mu\text{S/cm}$ HAMILTON, bal. 300 ml	2 018,00 Kč

Veškeré další informace naleznete v našem e-katalogu na www.siot.cz - sekce Elektrochemie