


[Stránky SIOT](#)
[Stránky HAMILTON](#)
[Kontaktujte Nás](#)
[Zákaznická sekce](#)

AKČNÍ NABÍDKA pH ELEKTROD HAMILTON



HAMILTON[®]
THE MEASURE OF EXCELLENCE[®]

Katalog. č.	Popis	Prodejní cena bez DPH (EUR/bal.)
HML-238100	Elektroda pH MiniTrode, pro malé objemy vzorků (vialky), rozsah pH 0-14, °C 0-100, tělo sklo, diafragma keramická, konektor S7 HAMILTON	171,90
HML-238400	Elektroda pH Double Pore, vpichová elektroda, rozsah pH 0-14, °C 0-60, tělo sklo, 2 otevřené póry, konektor S7 HAMILTON	146,70
HML-238403	Elektroda pH Polilyte Lab, kombinovaná bezdržbová elektroda, rozsah pH 0-14, °C -10-80, tělo sklo, 1 otevřený pór, konektor S7 HAMILTON	72,80
HML-238160	Elektroda pH Single Pore Glass, velmi přesná s rychlou odezvou, rozsah pH 0-14, °C 0-100, tělo sklo, 1 otevřený pór, konektor S7 HAMILTON	132,30
HML-238401	Elektroda pH FlaTrode, vhodná pro měření ploch, rozsah pH 0-14, °C 0-60, tělo plast, kruhová diafragma, konektor S7 HAMILTON	144,90



Petr Smílek

Technická podpora

SIOT Trade s.r.o.

Tel.: +420 737 016 142

E-mail: p.smilek@siot.cz

PLATNOST TOHOTO LETÁKU JE DO KONCE ŘÍJNA 2020



HAMILTON[®]
THE MEASURE OF EXCELLENCE[®]

Tento email byl odeslán na adresu kocurekp@email.cz.

Odesilatelem je Petr Paleček, p.kocurek@siot.cz. Tento e-mail je podle zákona obchodním sdělením.

Z odběru se můžete [odhlásit](#).

[S radostí doručeno díky aplikaci SmartEmailing](#)
[Antispam pravidla](#)