

LABORATORNÍ ŽIDLE BIMOS


Pro zobrazení v prohlížeči klikněte [-> email](#)



PRÉMIOVÝ PRODUKT
laboratorní židle BIMOS

NOVĚ K OBJEDNÁNÍ

Laboratorní židle BIMOS - nízká / vysoká

- špičková kvalita německého výrobce 
- certifikováno a doporučeno pro laboratoře a medicínská pracoviště
- vyrobená z vysoce kvalitní PU pěny
- kolečka pro snadný pohyb/ vysoká židle - kolečka „sit-stop“
- speciální konstrukce umožňuje cirkulaci vzduchu při sezení
- snadno omyvatelná a odolná vůči dezinfekčním prostředkům
- přední páka na pravé straně umožňuje nastavení výšky sedáku
- zadní páka na pravé straně umožňuje nastavení úhlu opěradla
- páka na levé straně umožňuje nastavení úhlu sedáku
- možnost doobjednání multifunkčních loketních opěrek

Technické parametry:

Šířka sedadla:	460 mm
Hloubka sedadla:	470 mm
Výška opěradla:	580 mm
Průměr základny židle:	nízká 640 mm / vysoká 680 mm
Výška sedadla:	nízká 450 – 630 mm / vysoká 590 – 860 mm



Cena: **4 259 Kč bez DPH**

Cena: **5 569 Kč bez DPH**

info@siot.cz

+420 724 230 673, +420 724 235 118

SÍDLO:
Bořetická 2668/1



193 00 Praha 9

KANCELÉŘE, SKLAD:

Televizní 2615

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

www.siot.cz

Odhlásit se z odběru newsletteru

2020, SIOT Trade, s.r.o.

Tento email byl odeslán na adresu kocurekp@email.cz.

Odesilatelem je Petr Paleček, p.kocurek@siot.cz. Tento e-mail je podle zákona obchodním sdělením.

Z odběru se můžete [odhlásit](#).

[S radostí doručeno díky aplikaci SmartEmailing](#)
[Antispam pravidla](#)