



[Stránky SIOT](#)

[Kontaktujte Nás](#)

[Zákaznická sekce](#)

MALÝ TERMOSTAT ZA SKVĚLOU CENU

TERMOSTAT LABORATORNÍ



- stabilita teploty +/- 0,5 °C
- objem netto: 45 l
- maximální spotřeba energie: 130W
- rozsah teploty od +8°C do +40°C
- rozměry vnější (šířka/hloubka/výška): 470/440/540 mm
- rozměry vnitřní (šířka/hloubka/výška): 400/350/395 mm

CHLADNIČKA LABORATORNÍ



- stabilita teploty +/- 0,5 °C
- objem netto: 45 l
- rozsah teploty od 0°C do +15°C
- maximální spotřeba energie: 130W
- rozměry vnější (šířka/hloubka/výška): 470/440/540 mm
- rozměry vnitřní (šířka/hloubka/výška): 400/350/395 mm



Petr Kocurek

Technická podpora

SIOT Trade s.r.o.

Tel.: +420 736 231 783

E-mail: p.kocurek@siot.cz

